



Gebrauchsanweisung Instruction Sheet

666 213

Oberflächenfühler NiCr-Ni Surface Temperature Sensor NiCr-Ni

Fig. 1

Der Temperaturfühler dient in Verbindung mit einem Meßgerät zur Temperaturnmessung an Oberflächen über einen Bereich von -200 °C..+ 600 °C.

1 Sicherheitshinweis

- Den Temperaturfühler keinen Temperaturen über 600 °C aussetzen.
- Kunststoffteile vor aggressiven Flüssigkeiten schützen.
- Griff nicht in Flüssigkeiten tauchen.

1 Safety notes

- Do not expose the temperature sensor to temperatures above 600 °C.
- Protect the plastic parts from aggressive fluids.
- Do not immerse the handle in liquids.

2 Technische Daten

Typ:	Thermoelement NiCr-Ni
Empfindlichkeit:	ca. 41 µV/ °C
Temperaturbereich:	-200 °C..+ 600 °C
Toleranzklasse:	1 (DIN ICE 584 Teil 2) - 40 °C..335 °C: ± 1,5 °C 335 °C..400 °C: ± 0,4% der Meßtemperatur
Toleranz (bei -196 °C)	±1 °C
Ansprechzeit:	3 s (99% des Endwertes)
Meßfühler	nicht isoliert
Abmessungen des Meßfühlers:	ca. 150 mm lang; 10 mm Durchmesser
Gesamtlänge des Fühlers	ca. 280 mm ohne Kabel
Anschlußkabel:	1,5 m Spiralkabel mit 5 pol. Diodenstecker

2 Technical data

Type:	Thermocouple NiCr-Ni
Sensitivity:	approx. 41 µV/ C
Temperature range:	-200 C..+ 600 C
Tolerance class:	1 (DIN ICE 584 Part 2) - 40 C..335 C: ± 1.5 C 335 C..400 C: ± 0.4% of measured temperature
Tolerance (at -196 C)	±1 C
Response time:	3 s (99% of end value)
Measuring sensor	non-insulated
Dimensions of measuring sensor:	approx. 150 mm long; 10 mm in diameter
Overall length of sensor	approx. 280 mm without lead
Connecting lead:	1.5 m coiled cable with 5-pin DIN plug

3 Bedienung

Temperaturfühler gemäß der Versuchsbedingung an das entsprechende Meßgerät anschließen, erforderlichenfalls Meßbereich wählen und Fühler auf die Probe halten.

Verwendbar mit folgenden Meßgeräten:

Digitales Temperaturmeßgerät 666 190

oder

Digitales Temperaturmeß- und Regelgerät 666 198

oder

Connect the temperature sensor to the appropriate measuring instrument as required for the specific experiment conditions; if necessary, select the measuring range, and hold the sensor against the sample.

May be used with the following measuring instruments:

Digital thermometer 666 190

or

Digital temperature controller and indicator 666 198

or

Digitales Temperatur-Meßgerät mit 4 Eingängen, mikroprozessorgesteuert	666 210	Digital thermometer with four inputs, microprocessor-controlled	666 210
oder		or	
CPS Digitales Temperatur-Meßgerät mit 4 Eingängen, mikroprozessorgesteuert	666 452	CPS digital thermometer with four inputs, microprocessor-controlled	666 452
oder		or	
für computerunterstütztes Experimentieren		for computer-assisted experiments	
Temperatur-Box	524 045	Temperature box	524 045
mit CASSYpack-E	524 007	with CASSYpack-E	524 007