


7/96-Sf-



Dans le cadre d'expériences de dynamique, l'électro-aimant sert à fixer dans une position définie un corps contenant du fer sur lequel agit une force (par ex.: pesanteur, force de rappel d'un ressort) et à lancer son mouvement, par interruption du circuit d'aimantation, à un moment donné, (presque) sans retard et sans appliquer de force perturbatrice sur le corps.

1 Remarque de sécurité

- Tension max. admissible: 16 V c.c. (point à 20 V c.c.)

2 Description; caractéristiques techniques

- ① Bobine, env. 3000 spires
tension max. admissible: 16 V c.c. (point à 20 V c.c.)
courant (à $U = 16$ V c.c.: env. 0,25 A
- ② Prises 4 mm pour l'alimentation en courant de la bobine;
avec paire de diodes Zener en aval pour protéger la bobine
contre les pointes de tension.
- ③ Noyau de fer à visser permettant un réglage continu de la
force de maintien (pour une tension fixe d'alimentation).
- ④ Trous (\varnothing 13 mm) pour une fige de fixation.
- ⑤ Vis pour fixer l'appareil sur une tige.

3 Utilisation

Équipement nécessaire en outre:
pour l'alimentation en tension, max. 16 V c.c., 0,25 A; tension
min. selon les conditions expérimentales 5 V c.c. à 10 V c.c.; par
ex.

Alimentation basse tension 3/6/9/12 V \approx 522 16
ou

Alimentation c.c., ± 15 V 521 45

Pour l'interruption du courant de la bobine et le lancement si-
multané d'un chronomètre électrique

Manipulateur Morse 504 52

Pour écarter ou réduire les influences perturbatrices de la ré-
manence, il est nécessaire de choisir une force de maintien tel-
le que le corps expérimental soit à peine maintenu.

Régler la force de maintien minimum soit par une tension variable,
soit par le noyau de fer ③ pour une alimentation en tension fixe.

Mode d'emploi Instrucciones de servicio

336 21

Electro-aimant Imán de retención

Fig. 1

En los experimentos sobre la dinámica el imán de retención sirve para fijar en una posición definida un cuerpo conteniendo hierro sobre el cual actúa una fuerza (por ej. fuerza de gravedad, fuerza de recuperación de un muelle) y para provocar movimiento inter-
rompiendo el circuito eléctrico del imán en un momento definido (casi) sin retraso y sin actuación perturbadora de la fuerza.

1 Nota de seguridad

- Tensión máxima admisible: 16 V c.c. (por breve tiempo 20 V c.c.)

2 Descripción, datos técnicos

- ① Bobina, aprox. 3000 espiras.
Tensión máxima admisible 16 V c.c. (por breve tiempo 20 V c.c.).
Corriente (con $U = 16$ V c.c.): aprox. 0,25 A
- ② Bornes de conexión de 4 mm para la alimentación de corriente
de la bobina; con par de diodos Zener acoplados en serie
para la protección de la bobina contra las tensiones de pico.
- ③ Núcleo de hierro atornillable, el cual (con una tensión de
alimentación fija) hace posible una regulación continua de
la fuerza de retención.
- ④ Taladros (\varnothing 13 mm) para varilla soporte.
- ⑤ Tornillo para fijar el aparato a una varilla soporte.

3 Mando

Aparatos adicionalmente necesarios:

Para la alimentación de tensión máx. 16 V c.c., 0,25 A; tensión
mínima según las condiciones del experimento 5 V c.c. hasta
10 V c.c.; por ej.

Fuente de alimentación bajas
tensiones ,3/6/9/12 V \approx 522 16

o
Fuente de alimentación
bajas tensiones ± 15 V 521 45

Para la interrupción de la corriente de bobina y simultáneo ar-
ranque de un cronómetro eléctrico

Aparato Morse 504 52

Con el fin de descartar las influencias perturbadoras de rema-
nencia o por lo menos mantenerlas muy bajas, hay que eson-
ger la fuerza de retención lo más pequeña posible para poder
retener el cuerpo experimental.

Regular la fuerza de retención mínima por medio de una ten-
sión variable o bien, con una alimentación de tensión fija, por
medio del núcleo de hierro ③.




Fig. 2.1
Chut libre; détermination de g
Caída libre: determinación del factor g




Fig. 2.2
Principe d'indépendance (avec grand appareil de jet, 336 56)
Principio de independencia (con gran máquina lanzadora 336 56).




Fig. 2.3
Maintien d'un corps dans le cas d'un pendule à fil (avec 346 49, par ex. pour l'étude du pendule de Foucault)
Retención de un cuerpo pendular en el péndulo de hilo (con esfera 346 39, por ej. para el experimento de Foucault).




Fig. 2.4
Tracé assisté par ordinateur des oscillations d'un ressort à boudin avec CASSY (de 524 007), le capteur pour transducteur de mouvements (337 631) et le logiciel CASSY «Transducteur de mouvement» (524 703)
Registro asistido por ordenador de vibraciones de resortes helicoidales con CASSY (de 524 007), captador de movimientos (337 631) y software CASSY "Movimientos (transductor)" (524 706)